

NSK Varios 370

iPiezo engine®

Varios 370 ha sido desarrollado especialmente para ofrecer una consola de mando compacta y portátil, que permite una fácil instalación en cualquier unidad dental. Es fácil de usar y adecuado para una gran velocidad de procedimientos clínicos.

Ventajas:

- Potenciado por iPiezo engine
- Cuerpo portátil ultra compacto
- Panel de control de funciones simple e intuitivo.

Especificaciones:

- Fuente de poder: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Frecuencia: 28-32KHz
- Salida máx: 11W (Modo G)
- Dimensiones: L80 x An 115 x Al 32 (mm)
(sin perilla y cable)
- Peso consola: 0,43 Kg (sin pieza de mano)

Incluye:

Consola de mando con cable de pieza de mano, soporte de consola de mando, adaptador de corriente, pieza de mano, soporte de pieza de mano, set filtro de agua, conector de suministros de agua (sólo en los sets de 120V), Pedal de control (FC-71), 3 puntas de escarificación (G4, G6, G8), Llave con torquímetro para puntas.

