

BRILLIANCE

Lo que ves importa



Las lupas quirúrgicas de la serie Brilliance de Eighteeth combinan Schott Vidrio y el Diseño de Trayectoria Óptica Acromática para garantizar una alta calidad de imagen. La función Flip-Up puede brindar una visión sin obstrucciones y contacto visual con tus pacientes con un solo ajuste. Toda la estructura hecha de aleación ultraligera crea un aspecto muy metálico, lo que garantiza una excelente resistencia estructural y durabilidad, al tiempo que minimiza el peso y la presión en la nariz.

Efecto de par de amortiguación inteligente
Fácil de ajustar y con excelente estabilidad

Marco superligero
Diseño ergonómico con materiales y colores opcionales

Escudo protector
Además de las piezas protectoras, también se pueden montar lentes recetados por un optometrista

Schott Vidrio
Garantizar un campo de visión claro, nítido y de alta resolución

Recubrimientos refinados de lentes
Tecnología de revestimiento multicapa, Anti-niebla, Anti-rasguño, Anti-reflejo, asegura que más luces visibles atraviesen el vidrio

Ajuste de PD asincrónico
Líneas de escala impresas con láser
Preciso e intuitivo

Aleación de aluminio y magnesio de grado aeroespacial
Nuestras lupas son excepcionalmente resistentes y ligeras



¡Tu primer par de lupas ideal!

Las lupas de magnificación 3x ofrecen una versatilidad extrema y son perfectamente adecuadas a la odontología general y para los que se encuentran al principio de sus carreras.



Material del Marco: AlMg, TR90

Color del Marco: 

Magnificación	Distancia de Trabajo	Amplitud de Campo	Profundidad de Campo	Peso Neto
3.0x	350mm	68mm	≥90mm	71g
	400mm	76 mm	≥100mm	71g
	450mm	84mm	≥115mm	71g
	500mm	92mm	≥135mm	71g

Dos 2 Opciones!



Tipo de dos bisagras



Tipo de tres bisagras



Ambos se pueden restablecer de forma rápida y precisa después de voltear hacia arriba sin ajustes adicionales. Entrar en el siguiente uso de inmediato y mejorar en gran medida la eficiencia del trabajo.