

MOTORTURBO & E-ASP 1

Dar Poder a Su Vida Dental





- Poderoso corte y estable salida de torque
- 4 programas de memoria preinstalados controlan la velocidad y la dirección
- 4 modos de ratio de transmisión proveen la versatilidad para elegir el correcto sistema a satisfacer sus demandas
- La LCD pantalla a color y táctil proporciona una interfaz de usuario intuitiva para reducir el tiempo dedicado a hacer ajustes
- El conector estándar de cuatro orificios de la unidad principal es adecuado para todo tipo de sillones dentales
- Fiable sistema de alarma de seguridad



Ajuste de la intensidad de la luz



Cambio de programas de memoria (M1-M4)



Ratio de transmisión preinstalado (1:5 1:1 16:1 20:1)



Forward/ Reversa



Ajuste de velocidad



Motor sin escobillas dura largamente con un sistema de refrigeración

Más cómodo

Un potente sistema de refrigeración ofrece a los pacientes una temperatura de tratamiento cómoda

Vida útil más larga

La vida útil del motor de CC sin escobillas es aproximadamente 6 veces más larga que el motor de CC con escobillas

Más tranquila

Produce ruido de funcionamiento relativamente bajo en comparación con otros motores del mismo nivel

Más eficiente

El motor de CC sin escobillas muy compacto y pequeño provee continuamente un torque máximo durante la rotación



Fibra óptica LED

- Da luz durante la operación, mejorando la visibilidad
- Reduce la fatiga y el estrés visuales

Componentes duraderos

- Consigue un rendimiento duradero a través de la esterilización repetida

Diseño ergonómico

- Refina el agarre para un mejor control

Aerosol multipuerto

- Mantiene la fresa fresca mientras soplando las virutas

Sistema de mandril de botón súper fuerte

- Mejor retención de la fresa y fiabilidad a largo plazo
- Ahorro de tiempo y rápido cambio de fresas



Especificaciones

Motor Eléctrico

Modelo	: MotorTurbo
Pantalla	: LCD pantalla a color
Dimensión unidad principal	: 130 x 129x 54 mm
Peso	: 600 g
Programas de memoria	: M1-M4
Ratio de transmisión preinstalado	: 1:5 1:1 16:1 20:1
Rango de la velocidad del motor	: 2000-40000 rpm
Torque del motor	: Max. 3.0 Ncm
Logitud del cable de alimentación	: 1.5 m
Logitud del cable de cola del motor	: 2 m

Pieza de mano de alta velocidad

Modelo	: E-ASP1
Velocidad máxima permitida del motor (rpm)	: 40000 rpm
Ratio	: 1:5
Conector de motor	: ISO 3964
Tipo de mandril	: Mandril de botón
Dimensión de la fresa	: Vástago de la fresa Ø 1.6 m
Fibra óptica	: Vidrio guía de luz
Limpieza/Esterilización	: Autoclave a vapor hasta 135°C